



## 1 Identification

<b>Identificateur de produit</b>	<b>Healthy Prostate Universal Bioink™</b>
<b>Fabricant</b>	VoxCell BioInnovation Inc. 300-637 Bay Street Victoria, British Columbia V8T 5L2 Canada Tel: +1 778-587-9955 (9am-5pm PT)
<b>Usage recommandé et restrictions d'utilisation</b>	Uniquement pour la recherche et le développement. Non destiné à être utilisé par les consommateurs ou les enfants.
<b>Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence et toute restriction d'utilisation de ce numéro, s'il y a lieu</b>	Contactez IMMÉDIATEMENT le centre ANTIPOISON de votre région (24 heures): Alberta 1-800-332-1414 Colombie-Britannique 1-800-567-8911 Manitoba 1-855-776-4766 Nouveau-Brunswick 911 Terre-Neuve-et-Labrador 1-866-727-1110 Territoires du Nord-Ouest 1-800-332-1414 Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard 1-800-565-8161, 1-800-332-1414 ou 911 Nunavut 1-800-268-9017 Ontario 1-800-268-9017 Québec 1-800-463-5060 Saskatchewan 1-866-454-1212 Territoire du Yukon 867-393-8700 États-Unis: 1-800-222-1222
<b>Substance ou mélange</b>	Mélange

## 2 Identification des dangers

<b>Mention d'avertissement</b>	Aucun
<b>Symboles</b>	Aucun
<b>Classification et Catégorie de danger</b>	Ne répond à aucun critère de classification de danger.
<b>Mention de Danger</b>	Lisez l'étiquette et cette fiche de données de sécurité avant de manipuler, utiliser ou stocker ce produit.
<b>Conseils de prudence</b>	
<b>PRÉVENTION</b>	Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger ce produit. Évitez de respirer les poussières, les



<b>INTERVENTION</b>	vapeurs, les brouillards ou les fumées générés par l'utilisation de ce produit. Laver soigneusement la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes et obtenir une assistance médicale si une irritation se produit ou persiste.
<b>STOCKAGE</b>	Conserver entre 2 et 8 °C. Protéger de la lumière et éviter les variations de température.
<b>Élimination</b>	Éliminer le produit et les récipients non utilisés conformément aux réglementations locales.
<b>Autres danger</b>	Peut provoquer une irritation de la peau et des yeux. L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale. Peut provoquer une irritation des voies respiratoire
<b>% d'ingrédients de toxicité inconnue</b>	Non applicable - ce produit ne répond à aucun critère de classification des risques pour la santé.

### 3 Composition / Information sur les Ingrédients

Dénomination chimique et Synonymes	Numéro CAS	Concentration % par poids
Aucun ingrédient dangereux	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas

### 4 Première Soins

#### Description des premiers soins nécessaires

<b>INHALATION</b>	Retirer à l'air frais. Si la respiration est difficile, donnez de l'oxygène. Si elle ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin en cas de malaise ou d'irritation des voies respiratoires.
<b>INGESTION</b>	Ne pas faire vomir. Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. Rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin immédiatement.
<b>CONTACT AVEC LA PEAU</b>	Retirer immédiatement les vêtements et chaussures contaminés. Laver la zone touchée avec beaucoup de savon et d'eau jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace du produit chimique (au moins 15 à 20 minutes). Laver les vêtements avant de les réutiliser. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.



**CONTACT AVEC LES YEUX**

Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau propre pendant une période prolongée, pas moins de quinze (15) minutes. Rincer plus longtemps en cas de résidus de produit chimique dans l'œil. Assurer un bon rinçage des yeux en séparant les paupières avec les doigts et les yeux roulent dans un mouvement circulaire. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste.

**Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardé**

Peut provoquer une irritation de la peau et des yeux. L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

**Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial**

Traiter symptomatiquement.  
Une copie de cette fiche de données de sécurité doit accompagner un travailleur cherchant un traitement pour une exposition potentielle à ce produit

## 5 Mesures à prendre en cas d'incendie

**Agents extincteurs appropriés et inappropriés**

Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse, des produits chimiques secs ou du dioxyde de carbone adaptés au feu environnant.

**Dangers spécifiques**

Le contenant fermé peut se rompre (en raison de l'accumulation de pression) lorsqu'il est exposé à une chaleur extrême.

Des substances irritantes ou toxiques peuvent être émises lors de la combustion, de la combustion ou de la décomposition

**Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers**

Porter un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque complet et fonctionnant dans un mode de demande de pression (ou autre mode de pression positive) et des vêtements de protection adapté au feu environnant. Le personnel sans protection respiratoire doit quitter la zone pour éviter une exposition importante à des gaz dangereux issus de la combustion, la combustion ou la décomposition. Dans un endroit clos ou mal ventilé, porter un appareil respiratoire autonome pendant le nettoyage immédiatement après un incendie et pendant la phase d'attaque des opérations de lutte contre l'incendie. Voir la section 9 pour plus d'informations.



## 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

<b>Précautions individuelles</b>	Ne pas toucher le produit déversé sans équipement de protection individuelle.
<b>Équipements de protection</b>	Porter des gants imperméables et des lunettes de protection.
<b>Mesures d'urgence</b>	Si le produit a été renversé dans un endroit clos, ventiler. Éliminer les sources d'inflammation. L'équipement de protection individuelle doit être porté.
<b>Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage</b>	Ne pas déverser le produit dans les égouts publics, les systèmes d'eau ou les eaux de surface. Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Éloigner les contenants de la zone de déversement. Porter des vêtements et un équipement de protection individuelle appropriés. Éviter de générer de la poussière - pelleter ou balayer et placer dans un récipient fermé et étiqueté ; stocker dans un endroit sûr en attendant l'élimination. Changer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

## 7 Manutention et Stockage

<b>Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention</b>	Comme avec tout produit chimique, de bonnes procédures / lieu de travail. Ne pas couper, percer ou souder sur ou à proximité du récipient. Utiliser dans des conditions bien ventilées. Se laver soigneusement après avoir manipulé ce produit. Toujours se laver avant de manger, de fumer ou d'utiliser les toilettes. Évitez le contact avec les yeux et la peau. Éviter l'inhalation d'aérosol, de brouillard, des fumées, des vapeurs ou poussières générées par ce produit. Évitez de boire, goûter, avaler ou ingérer ce produit. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
<b>Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités</b>	Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Stocker dans des conditions bien ventilées. Stockez ce matériau à l'écart des substances incompatibles telles que les substances oxydantes fortes. Ne pas stocker dans des récipients ouverts, non étiquetés ou mal étiquetés. Garder le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Le récipient vide contient des résidus de produit qui peuvent présenter des dangers



pour le produit. Ne pas réutiliser le récipient vide sans nettoyage ou reconditionnement commercial.

## 8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Contrôles d'ingénierie appropriés

Toujours prévoir une ventilation générale efficace et, si nécessaire, une aspiration locale pour éloigner les agents de pulvérisation, les aérosols, les fumées, les brouillards et les vapeurs des travailleurs afin d'éviter une inhalation systématique. La ventilation doit être adéquate pour maintenir les concentrations dans l'air en deçà des normes d'exposition professionnelle. Si nécessaire, utiliser une manipulation mécanique pour réduire le contact humain avec les matériaux.

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Fontaines oculaires et de douches de sécurité sont recommandées dans la zone de travail.

#### Yeux/Visage La Peau

Lunettes de sécurité ou lunettes de protection.  
Utiliser de bonnes procédures de laboratoire/de travail, y compris des vêtements de protection individuelle : blouse de laboratoire et gants imperméables.

#### Respiratoire

Un masque respiratoire ne devrait pas être nécessaire lors de l'utilisation ou de la manipulation de ce produit. Lorsque la protection contre les niveaux de poussières nuisibles est souhaitée, utiliser des masques à poussière de type N95 (US) ou de type P1 (EN 143). Utilisez des respirateurs et des composants testés et approuvés selon les normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (US) ou CEN (EU).

Ingrédient	Valeur limite d'exposition
Aucun ingrédient dangereux - suivre les exigences locales pour les particules non répertoriées ou spécifiées, telles que les poussières nuisibles.	Recommandé : 10 mg/m <sup>3</sup> (fraction inhalable) 3 mg/m <sup>3</sup> (fraction respirable)

## 9 Propriétés physiques et chimiques

L'État physique  
Apparence

Solide lyophilisé  
Poudre grumeleuse



<b>Couleur</b>	Blanc à blanc cassé
<b>Odeur</b>	Pas disponible
<b>Seuil d'odeur</b>	Pas disponible
<b>pH</b>	Pas disponible
<b>Point de fusion et de congélation °C</b>	Pas disponible
<b>Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition °C</b>	Pas disponible
<b>Taux d'évaporation</b>	Pas disponible
<b>Inflammabilité (gaz/solides)</b>	Ne s'applique pas
<b>Point d'éclair °C</b>	Pas disponible
<b>Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité</b>	Pas disponible
<b>Température d'auto-inflammation °C</b>	Pas disponible
<b>Tension de vapeur</b>	Pas disponible
<b>Densité de vapeur</b>	Pas disponible
<b>Densité relative</b>	Pas disponible
<b>Solubilité</b>	Pas disponible
<b>Coefficient de partage (n-octanol/eau)</b>	Pas disponible
<b>Température de décomposition °C</b>	Pas disponible
<b>Viscosité</b>	Pas disponible

## 10 Stabilité and Réactivité

<b>Réactivité</b>	Ce produit est stable.
<b>Stabilité chimique</b>	Ce produit est stable dans les conditions de stockage recommandées.
<b>Risque de réactions dangereuses</b>	Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.
<b>Conditions à éviter</b>	La chaleur excessive et des sources d'inflammation.
<b>Matériaux incompatibles</b>	Évitez les agents oxydants. Évitez les températures élevées.
<b>Produits de décomposition dangereux</b>	La décomposition thermique peut produire de la fumée, du monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, et d'autres produits de combustion incomplète.

## 11 Données Toxicologique

<b>Les voies d'exposition probables</b>	Yeux, peau, inhalation et ingestion
<b>Symptômes Yeux</b>	Peut provoquer une irritation.



<b>La peau</b>	Peut provoquer une irritation.
<b>Inhalation</b>	Peut provoquer une irritation.
<b>Ingestion</b>	Peut provoquer une irritation.
<b>les effets différés et immédiats causés par une exposition à court et à long terme</b>	Non disponible
<b>Carcinogénéicité</b>	Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.
<b>Mutagénéicité</b>	Non disponible
<b>Toxicité pour la reproduction</b>	Non disponible
<b>D'autres effets</b>	A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées.

<b>les valeurs numériques de toxicité, telles que les ETA</b>	<b>DL<sub>50</sub> Orale</b>	<b>DL<sub>50</sub> Cutanée</b>	<b>CL<sub>50</sub> (Gaz, Vapeur, Brouillard, Fume, Poussière)</b>
Aucun ingrédient dangereux			

## 12 Données Écologique

<b>Écotoxicité, si disponible</b>	Pas disponible
<b>Persistance et dégradation</b>	Pas disponible
<b>Potentiel bioaccumulation</b>	Pas disponible
<b>Mobilité dans le sol</b>	Pas disponible
<b>Autre effets nocif</b>	Pas disponible

## 13 Données sur l'Élimination

<b>Instructions d'élimination</b>	Éliminer le contenu inutilisé (incinération) conformément aux réglementations nationales et locales.
<b>Méthodes d'élimination</b>	Éliminer les récipients conformément aux réglementations nationales et locales. Veiller à l'utilisation de sociétés de gestion des déchets dûment



autorisées, le cas échéant. Voir la section 8 pour les recommandations sur l'utilisation de l'équipement de protection individuelle.

## 14 Information relatives au Transport

<b>Numéro ONU</b>	NON RÉGLEMENTÉ
<b>Désignation officielle</b>	Ne s'applique pas
<b>Hazard Class(es)</b>	Ne s'applique pas
<b>Packing Group</b>	Ne s'applique pas
<b>Dangers environnementaux</b>	Ne s'applique pas
<b>Précautions spéciales</b>	Ne s'applique pas
<b>Étiquette et plaque</b>	Ne s'applique pas
<b>Déclaration de Classification</b>	Ce produit a été classé conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Transport Canada) et à la réglementation 49CFR DOT des États Unis.

## 15 Information sur la réglementation

<b>Liste Intérieure des substances (Canada)</b>	Tous les ingrédients apparaissent sur la Liste intérieure des substances ou la Liste extérieure des substances (LES) du Canada et les substances LES peuvent faire l'objet d'une notification en fonction des volumes - contactez-nous pour plus d'informations.
<b>Avis de nouvelle activité (NAc)</b>	Ne s'applique pas
<b>Inventaire national des rejets polluant (INRP)</b>	Ne s'applique pas
<b>Règlement sur les urgences environnementales</b>	Ne s'applique pas
<b>Inventaire TSCA (États-Unis)</b>	Tous les ingrédients figurent dans l'inventaire TSCA ou sont exemptés.
<b>Significant New Use Rule OSHA SARA III</b>	Ne s'applique pas
<b>Emergency Planning (301-303)</b>	Ne s'applique pas





<b>Emergency Release (304)</b>	Ne s'applique pas
<b>Storage reporting (311-312)</b>	Ne s'applique pas
<b>Toxic Chemical Release Inventory (313)</b>	Ne s'applique pas
<b>Hazardous Air Pollutants (HAPS)</b>	Ne s'applique pas
<b>Californie Proposition 65 HMIS</b>	Ne s'applique pas 1-0-0
<b>Inventaire EINECS (L'Europe)</b>	Tous les ingrédients apparaissent sur l'inventaire

## 16 Autres Informations

<b>Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité</b>	23 septembre 2022
<b>Numéro de la révision</b>	1
<b>Détails de la révision</b>	Novelle fiche de donnée de sécurité
<b>Abréviations</b>	CERCA – Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act EINECS – European Inventory of Existing Commercial Substances EPCRA – Emergency Planning and Community Right to Know Act HMIS – Hazardous Materials Identification System – American Coatings Association OSHA – Occupational Safety and Health Administration SARA – Superfunds Amendments and Reauthorization Act TSCA – Toxic Substances Control Act

**DÉCLARATION DU FOURNISSEUR:** Les informations et les recommandations contenues dans cette fiche de données de sécurité (FDS) sont considérées comme exactes et sont données de bonne foi. Toutefois, aucune garantie, expresse ou implicite, est donnée. Étant donné que l'utilisation réelle du produit décrit aux présentes est hors de notre contrôle, Voxcell BioInnovation Inc. n'assume aucune responsabilité résultant de l'utilisation du produit par des tiers. Les utilisateurs doivent effectuer leurs propres recherches pour déterminer la pertinence des informations pour leurs besoins particuliers. Il est de la responsabilité de l'acheteur ou utilisateur de veiller à ce que ses / ses activités sont conformes à toutes les lois fédérales, provinciales ou locales.